SalvafiX® Transit



***Tobillera SALVAFIX Transit**. Sistema de contención seguro y adaptado para el transporte de pacientes agitados y/o desorientados en camilla, con sistema de cierre de seguridad mediante botón de apertura magnética.*
Consta de un conjunto de tobilleras cosidas sobre una banda que permite su fijación a la camilla.

TOBILLERA PARA CAMILLA


CARACTERÍSTICAS



2 modelos disponibles. Para camillas con ancho de 45-60cm y 60-80cm



Ribete suave para evitar rozaduras



Confortables tobilleras acolchadas de tacto suave y fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



El color indica la posición de las extremidades:
Marrón = SUELO (partes inferiores)
Azul claro= CIELO (partes superiores)

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVAFIX Transit

NOMBRE DEL PRODUCTO: Tobillera para camilla

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caidas de la camilla

UDI-DI Básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

		Medidas (cm)		
Ref.	**Talla**	**Ancho camilla**	**Contorno Min./Max.**	**Ancho**
SVF3370	M/L	45 - 60	19 / 30	8
SVF3376	M/L	60 - 80	19 / 30	8
SVF3378	XL	60 - 80	29 / 35	8

COLOR

- Blanco natural
- Beig

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Transit - Tobillera para camilla
- 3 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE