
SALVAFIX Transit



***Arnés SALVAFIX Transit**. Sistema de contención seguro y adaptado para el transporte de pacientes agitados y/o desorientados en camilla, con sistema de cierre de seguridad mediante botón de apertura magnética.*
Se utiliza para evitar que el paciente pueda desplazarse verticalmente y para evitar que pueda realizar agresiones con la cabeza.
Consta de un diseño que permite una cómoda aplicación sobre la camilla, eliminando así las dificultades de fijación de otros sistemas tradicionales.

ARNÉS PARA CAMILLA

CARACTERÍSTICAS



2 modelos disponibles.
Para camillas con ancho de 45-60cm y 60-80cm



Ribete suave para evitar rozaduras



Banda de tórax de 8 cm de ancho

ESPECIFICACIONES

FAMÍLIA DEL PRODUCTO: SALVAFIX Transit

NOMBRE DEL PRODUCTO: Arnés para camilla

USO PREVISTO: prevenir las autolesiones del paciente y las caidas de la camilla

UDI-DI Básico: 843603535SVFNC

TABLA DE MEDIDAS

		Medidas (cm)		
Ref.	Talla	Ancho camilla	Contorno Min./Max.	Ancho
SVF3470	M/L	45 - 60	65 / 110	8
SVF3476	M/L	60 - 80	74 / 114	8
SVF3478	XL	60 - 80	110 / 145	8

COLOR

- Blanco natural
- Azul claro

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
Ollados de acero inoxidable
Anillas de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 90ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- No planchar

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafix Transit - Arnés para camilla
- 3 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave magnética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE