SALVAPAD

ESPAÑOL





SALVAPAD Protector Codo/talón (LS) *es una solución simple y efectiva para la prevención de úlceras por presión. Especialmente diseñado para codo y talón, con base de apoyo de triple almohadillado.*

Modelo LS: Proporciona un soporte adicional para mantener el producto en su posición correcta.

Fabricado con materiales suaves al tacto a partir de espuma de poliéster, con una cara exterior de velour y una interior de fibra de viscosa. Sistema de cierre (Hook) que permite fijar en todo el cuerpo del protector, ofreciendo una óptima regulación para todo tipo de pacientes.

PROTECTOR CODO/TALÓN (LS)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD

NOMBRE DE PRODUCTO: Protector codo/talón (LS)

USO PREVISTO: Prevención de escaras

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla
SVP2402	Única

COLOR

Azul celeste / Blanco

COMPOSICIÓN

65% PES - 30% PA - 5% Viscosa
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 10 Pares - Salvapad - Protector codo/talón (LS)

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso