SALVAPAD Mouton

ESPAÑOL



SVP2412



SVP2413

*Talonera **SALVAPAD Mouton** para la prevención de escaras. Una forma simple, económica y efectiva de prevenir el daño por presión o abrasión de úlceras.*

Fabricado con tejido Mouton transpirable de color blanco suave al tacto, de pelo largo de fibra hueca siliconada. Recubrimiento exterior de tejido velour de poliamida azul celeste adherente al Velcro®. Cierres de hook blanco de 50mm, para una sujeción rápida y fácil.

TALONERA MOUTON

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD

NOMBRE DE PRODUCTO: Talonera Mouton

USO PREVISTO: Prevención de escaras

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla
SVP2412	Única
SVP2413	Única

COLOR

Azul claro / Blanco

COMPOSICIÓN

90% Poliéster - 10% Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO




- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 par - Salvapad Mouton Talonera



- 1 par - Salvapad Mouton Talonera PLUS

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE