SALVAPAD Mouton

ESPAÑOL



Travesero SALVAPAD Mouton *para la prevención de escaras. Una forma simple, económica y efectiva de prevenir el daño por presión o abrasión de úlceras.*

Fabricado con tejido Mouton transpirable de color blanco suave al tacto, de pelo largo de fibra hueca siliconada.

Disponible en 6 medidas diferentes.

TRAVESERO MOUTON

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD

USO PREVISTO: Prevención de escaras

NOMBRE DE PRODUCTO: Travesero Mouton

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
SVP2422	50 x 70
SVP2423	70 x 90
SVP2424	90 x 150
SVP2425	70 x 140
SVP2426	70 x 190
SVP2427	90 x 140

COLOR

- Blanco

COMPOSICIÓN

100% Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvapad Mouton travesero

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE