SALVAPAD Mouton

ESPAÑOL



Cojines SALVAPAD Mouton para silla *para la prevención de escaras. Una forma simple, económica y efectiva de prevenir el daño por presión o abrasión de úlceras.*

Cojines rellenos de copos de fibra hueca de silicona. Tejido de mouton suave al tacto en la parte superior y tejido de poliéster recubierto de poliuretano en la parte inferior, que proporciona propiedades impermeables, transpirables, antibacterianas, antifúngicas y resistentes al fuego. Cintas blancas de 15 mm para la sujeción a la silla.

COJÍN SILLA MOUTON

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD Mouton

NOMBRE DE PRODUCTO: Cojín silla Mouton

USO PREVISTO: Prevención de escaras

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Forma de cojín	Medidas (cm)
SVP2431	Cuadrado	45 x 45 x 10
SVP2432	Cuadrado con agujero	45 x 45 x 10 (agujero ø18)
SVP2433	Herradura	45 x 45 x 10
SVP2434	Redondo con agujero	ø45 x 10 (agujero ø18)

COLOR

- Azul claro / Blanco
- Cintas blancas

COMPOSICIÓN

Cara superior: Poliéster
Cara inferior: 62% PU - 38% PES
Fibra interior: Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvapad Mouton - Cojín silla

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE