SALVAPAD Fibre

ESPAÑOL





SALVAPAD Fibre protector de talón *para la prevención de úlceras por presión. Proporciona una posición cómoda y estable, aliviando la presión en las zonas con protuberancias óseas y mejorando el descanso y la calidad del sueño del paciente. El relleno de fibra hueca siliconada ofrece una elevada capacidad de dispersión de la presión.*

Fabricado con tejido de algodón/poliéster de color azul, con las cintas de sujeción de velour blancas de 38mm de ancho y relleno de fibra de poliéster. Sistema de cierre mediante cintas (hook) para fijar sobre el velour.

PROTECTOR DE TALÓN

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD Fibre

NOMBRE DE PRODUCTO: Protector de talón

USO PREVISTO: Prevención de escaras

UDI-DI BÁSICO : 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla
SVP2442	Única

COLOR

- Azul
- Cintas blancas

COMPOSICIÓN

Exterior: 65% Poliéster - 35% Algodón
Interior: 100% Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Usar secadora temp. normal
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN

- Envasado al vacío: Se recomienda mantener el producto fuera de la bolsa 24h antes de su uso.



- 1 par - Salvapad Fibre - Protector de talón

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE