SALVAPAD Fibre

ESPAÑOL





Cojín en forma V SALVAPAD FIBRE *para la prevención de úlceras por presión (úlceras por decúbito) y posicionamiento del paciente. Proporciona una posición cómoda y estable, aliviando la presión y mejorando el descanso y la calidad del sueño. El interior de fibra hueca siliconada ofrece una alta capacidad de dispersión de la presión, convirtiendo a Salvapad Fibre en la opción más conveniente y rentable.*

Fabricado con una tela suave al tacto de algodón/poliéster rellena de fibra de poliéster.

COJÍN EN FORMA V

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAPAD Fibre


NOMBRE DE PRODUCTO: Cojín en forma V

USO PREVISTO: Prevención de escaras

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla	Medidas (cm)		
		A	B	C
SVP2452	Única	70	70	36



COLOR

- Azul

COMPOSICIÓN

Exterior: 65% Poliéster - 35% Algodón
Interior: 100% Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura normal
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Envasado al vacío: Mantener el producto fuera de la bolsa 24h antes de su uso.

PACKAGING



- 1 - Salvapad Fibre - Cojín en forma V

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE