SALVAPAD Fibre

ESPAÑOL





SALVAPAD Fibre cojín silla *para la prevención de escaras (úlcera de decúbito). Proporciona al paciente una posición cómoda y estable, aliviando la presión y mejorando el descanso. El cojín interno con fibra hueca siliconada ofrece una capacidad de dispersión de alta presión.*

Funda exterior confeccionada en tejido poliéster recubierto de poliuretano en la parte superior para una fácil limpieza y tejido poliéster/algodón en la parte inferior. Cintas de sujeción con Velcro® para fijar el cojín a la silla. El interior está confeccionado de material algodón/poliester y el relleno de poliéster 100%.

COJÍN SILLA

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVAPAD Fibre

USO PREVISTO: Prevención de escaras

NOMBRE PRODUCTO: Cojín silla

UDI-DI BÁSICO : 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Código	Talla	Medidas (cm)
SVP2454	Talla única	46 x 40 x 8

COLOR

- Azul

COMPOSICIÓN

Funda:
Superior: 51% Poliuretano - 49% Poliéster
Inferior: 65% Poliéster - 35% Algodón

Cojín:
65% Poliéster - 35% Algodón
Relleno: 100% Poliéster

LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura normal
- No planchar
- No lavar en seco

ATENCIÓN

- Envasado al vacío: Mantener el producto fuera de la bolsa 24h antes de su uso.

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvapad Fibre - Cojín silla

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso