SALVAPAD Fibre

ESPAÑOL



SALVAPAD Fibre conjunto de cojines para silla de ruedas. *Juego de 4 cojines para la prevención de escaras (úlceras por decúbito). Proporciona al paciente una posición cómoda y estable, aliviando la presión y mejorando el descanso. Diseñado para adaptarse a sillas de ruedas, que incluye; 1 cojín para el respaldo, 1 cojín para el asiento y 2 cojines para los reposabrazos.*

Los cojines están rellenos de fibra de poliéster y confeccionados con un tejido suave y cómodo al tacto de poliéster/algodón. El cojín de la silla cuenta con una funda con cremallera para facilitar la limpieza y el mantenimiento y está confeccionado de tejido impermeable y transpirable en la cara superior, mientras que la cara inferior es de un tejido suave y cómodo al tacto de poliéster/algodón.

Dispone de cintas de sujeción de hook/loop para fijar el cojín a la silla.

CONJUNTO SILLA DE RUEDAS

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVAPAD Fibre

USO PREVISTO: Prevención de escaras

NOMBRE PRODUCTO: Conjunto silla de ruedas

UDI-DI BÁSICO : 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Código	UNI.	Cojín	Medidas (cm)
SVP2455	1	Cuadrado	46 x 40 x 8
	1	Respaldo	46 x 40 x 8
	2	Laterales	24 x 29 x 8

COLOR

- Blue

COMPOSICIÓN

Funda:
Superior: 51% Poliuretano - 49% Poliéster
Inferior: 65% Poliéster - 35% Algodón

Cojín:
65% Poliéster - 35% Algodón
Relleno: 100% Poliéster

LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 40ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura normal
- No planchar
- No lavar en seco

ATENCIÓN

- Envasado al vacío: Mantener el producto fuera de la bolsa 24h antes de su uso.

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvapad Fibre - Conjunto silla de ruedas:
  - 1 - Cojín silla
  - 1 - Cojín respaldo
  - 2 - Cojín lateral reposabrazo

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE