
SALVAPAD Fibre

ESPAÑOL



Cojín cilíndrico SALVAPAD Fibre *asegura al paciente una posición cómoda y segura, aliviando la presión y mejorando el descanso. El relleno interno con fibra hueca siliconada ofrece una elevada capacidad de dispersión de la presión.*

Confeccionado con tejido técnico poliéster con recubrimiento de poliuretano. Impermeable, transpirable, ignífugo, antibacteriano y fungicida.

COJÍN CILÍNDRICO

CARACTERÍSTICAS

- Oeko-Tex® Standard 100 - Clase I
- Ignífugo
- Impermeable
- Transpirable
- Lavable 95ºC
- Esterilizable en autoclave

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DEL PRODUCTO: SALVAPAD Fibre

USO PREVISTO: Asegurar al paciente una posición cómoda y estable.

NOMBRE DEL PRODUCTO: Cojín cilíndrico

UDI-DI BASICO: 843603535SVPNY

TABLA DE MEDIDAS

Código	Medidas (cm)	
	Ancho	Largo
SVP2490	Ø20	70

COLOR

Azul celeste

COMPOSICIÓN

Exterior:
38% Poliéster - 62% Poliuretano
Interior: 100% Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

DATOS TÉCNICOS

Certificado: Oeko-Tex® Standard 100
Producto clase I.
Testado para sustancias nocivas.

Ignífugo: Standard BS 7175:1989 Sección tres. Materiales individuales.

Impermeabilidad: 180 cm columna de agua

Transpirabilidad: 1000 gr/m2 / 24 horas

Encogimiento a 95ºC (Primer lavado):
Trama <4% / Urdimbre <2%

Esterilización autoclave: 120/130 ºC

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 95ºC
- No usar lejía
- Secar a temperatura baja
- No planchar
- No lavar en seco

- No usar productos que contengan peróxidos (agua oxigenada). Lejías y compuestos con cloro, productos con dimentilformamida, cetonas, amoníaco, derivados, fenólicos, ácidos y álcalis.

ATENCIÓN

- Producto para un solo paciente.

PRESENTACIÓN



- 1 Salvapad Fibre - Cojín cilíndrico

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE