SALVAFAST

ESPAÑOL



Salvafast Muñequeras *para contención de las extremidades superiores en cama o camilla. Previene agresiones, auto-lesiones, manipulación de material médico y posibles caídas del paciente.*

Fabricado en neopreno suave y confortable. Fijación a cama o camilla mediante cierres de seguridad de apertura magnética, que permite la fijación al bastidor de forma permanente. Sujeciones para el paciente mediante sistema de doble Velcro®, ofreciendo una contención rápida y fácil.

2 opciones disponibles:

SVT3720 *- Muñequeras individuales: 1 par de muñequeras individuales.*
SVT3725 *- Muñequeras monoblock: muñequeras cosidas en una banda de cama.*

MUÑEQUERAS

CARACTERÍSTICAS



Cierre de seguridad con llave magnética



Fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



Cierres Clip de POM (acetato)



Fijación permanente a cama o camilla

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: Muñequeras

USO PREVISTO: contención rápida de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados

UDI-DI Básico: 843603535SVTP8

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Tipo	Medidas (cm)
SVT3720	Individuales	30 x 6,5
SVT3725	Monoblock	30 x 6,5

COLOR

Negro / Azul

COMPOSICIÓN

80% Poliéster - 20% Neopreno
Ollados de acero inoxidable
Cierres clips de POM (acetato)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN

- **SVT3720 - Muñequeras individuales**



  - 2 - Salvafast Muñequeras individuales
  - 2 - Cierres de seguridad
  - 1 - Llave magnética
  - 1 - Manual de instrucciones

- **SVT3720 - Muñequeras Monoblock**



  - 1 - Salvafast Muñequeras Monoblock
  - 2 - Cierres de seguridad
  - 1 - Llave magnética
  - 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE