SALVAFAST

ESPAÑOL



Salvafast Muñequeras *para contención de las extremidades superiores en cama o camilla. Son un sistema de sujeción rápida y sencilla y previene agresiones, auto-lesiones, manipulación de material médico o posibles caídas del paciente. Son adecuadas para servicios de emergencia, neurología y UCI, donde el factor de tiempo es crucial.*

Fabricado en neopreno suave y confortable con sujeción de las extremidades mediante sistema de doble Velcro®, ofreciendo una aplicación y liberación rápida y fácil. Fijación a cama o camilla mediante hebilla de plástico que permite la fijación al bastidor de forma permanente.

Opción disponible: 2 pares individuales.

MUÑEQUERAS

CARACTERÍSTICAS



Neopreno suave y confortable



Fijación rápida mediante sistema de doble Velcro®



Instalación fácil con la hebilla corredera de POM (acetal)

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: Muñequeras

USO PREVISTO: contención rápida de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados

UDI-DI Básico: 843603535SVTP8

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Tipo	Medidas (cm)
SVT3722	Individuales	30 x 6,5

COLOR

Negro / Azul

COMPOSICIÓN

80% Poliéster - 20% Neopreno
Hebilla de POM (acetal)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 2 - Salvafast Muñequeras individuales
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE