SALVAFAST

ESPAÑOL



Salvafast Tobilleras *para contención de las extremidades inferiores en cama o camilla. Previene agresiones y posibles caídas del paciente.*

Fabricado en neopreno suave y confortable. Fijación a cama o camilla mediante cierres de seguridad de apertura magnética, que permite la fijación al bastidor de forma permanente. Sujeciones para el paciente mediante sistema de doble Velcro®, ofreciendo una contención rápida y fácil.

TOBILLERAS

CARACTERÍSTICAS



Cierre de seguridad con llave magnética



Fijación rapida mediante sistema de doble Velcro®



Cierres Clip de POM (acetal)



Fijación permanente a cama o camilla

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: Tobilleras

USO PREVISTO: Contención de pacientes en cama o camilla de forma rápida. Indicado para controlar el movimiento de las extremidades inferiores.

UDI-DI BÁSICO: 843603535SVTP8

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
SVT3730	40 x 6,5

COLOR

Negro / Naranja

COMPOSICIÓN

80% Poliéster - 20% Neopreno
Ollados de acero inoxidable
Cierres clips de POM (acetal)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafast - Tobilleras
- 2 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave mangética
- 1 - Manual de instrucciones

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE