SALVAFAST

ESPAÑOL



Salvafast sujeción de brazos *para controlar el movimiento de la zona torácica tras una operación quirúrgica.*

Fabricado en neopreno suave y confortable. Fijación a cama o camilla mediante cierres de seguridad de apertura magnética, que permite la fijación al bastidor de forma permanente. Sujeciones para el paciente mediante sistema de doble Velcro®, ofreciendo una contención rápida y fácil.

SUJECIÓN BRAZO

CARACTERÍSTICAS



Cierre de seguridad con llave magnética



Fijación rapida mediante sistema de doble Velcro®



Fijación permanente a cama o camilla

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: SALVAFAST

NOMBRE DE PRODUCTO: Sujeción brazo

USO PREVISTO: contención rápida de pacientes alterados, violentos, agresivos o desorientados.

UDI-DI BÁSICO: 843603535STVP8

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
SVT3755	45 x 12

COLOR

Negro / Azul

COMPOSICIÓN

80% Poliéster - 20% Neopreno
Ollados de acero inoxidable
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina a 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Salvafast - Sujeción brazo
- 2 - Cierres de seguridad
- 1 - Llave mangética
- 1 - Manual de instrucciones

ATENCIÓN

- No usar en caso de fracturas o heridas en la zona superior del brazo.
- Use siempre las sujeciones de brazo junto con las muñequeras.

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE