mobi-tools Glide

ESPAÑOL



***Mobi-tools® Glide tabla de transferencia de 60 x 33 cm.**, es una tabla semi rígida para realizar transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.) de una forma cómoda, fácil, rápida, segura y con el mínimo esfuerzo.*

Fabricada a partir de una tabla de polietileno azul de 5mm de grosor, con la cara superior lisa con propiedades deslizantes y dos bandas antideslizantes en la cara inferior que permiten asegurar la tabla en las superficies de apoyo. Además de un asa a cada lado que permite transportar el producto cómodamente o colgarlo para almacenaje.

TABLA TRANSFER 60 x 33 cm


CARACTERÍSTICAS

RAYOS-X IRM

Radiotransparente y compatible en IRM



Material semi rígido duradero y deslizante



Cintas antideslizantes para mayor agarre

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Glide

NOMBRE DE PRODUCTO: Tabla transfer 60 x 33 cm

USO PREVISTO: transferencias de pacientes sentados entre dos superficies (cama, silla, sillón, silla de ruedas, inodoro, automóvil, etc.)

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMGMQ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Grosor (mm)
TMG6400	60 x 33	5

COLOR

- Azul
- Gris (antideslizante)

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro. Compatible con detergentes desinfectantes de superficie.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.

PRESENTACIÓN

ENCAJADO
GRANEL

- 1 - Mobi-tools Glide - Tabla transfer 60x33

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE