MEDIGLIDE

ESPAÑOL



Medi-glide Tabla de transferencia horizontal. *Consiste en una tabla semi rígida para transferencia de pacientes entre camas y/o camilla, mesa de operaciones, rayos-x, etc. Con solo dos cuidadores se puede realizar la transferencia con muy poco esfuerzo.*

Fabricadas con material robusto y ligero, con la cara superior deslizante y serficie antideslizante en el dorso.


TABLA TRANSFERENCIA HORIZONTAL

CARACTERÍSTICAS

X-RAY / IRM — **Radiotransparente y compatible en IRM**

 **Material semi rígido duradero y deslizante**

 **Cintas antideslizantes para mayor agarre**

 **2 modelos: 150x65cm 170x50cm**

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-glide

NOMBRE DE PRODUCTO: Tabla transfer horizontal

USO PREVISTO: Realizar transferencias de pacientes en cama, camilla, mesa de operaciones o rayos-x, etc.

UDI DI-BÁSICO: 843603535TMGMQ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Peso (Kg.)
TMG6420	150 x 65	4,92 kg
TMG6430	170 x 50	4,12 kg





COLOR

- Azul
- Gris (antideslizante)

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.
- Distancia máxima entre superfícies: 20 cm

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro. Compatible con detergentes desinfectantes de superficie.

PRESENTACIÓN

ENCAJADO / GRANEL

- 1 - Medi-glide - Tabla transferencia horizontal

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE