MEDIROLLER Pro

ESPAÑOL



***Medi-roller PRO** permite desplazar lateralmente al paciente de manera cómoda y segura, sin levantarlo y sin emplear apenas fuerza. Está formado por un núcleo compacto acolchado, ultraligero y muy resistente, cuya superficie tiene un acabado superdeslizante que reduce la fricción con la funda tubular.*

La funda tubular lleva un tratamiento superficial antiestático. Es de fácil higienización con tacto agradable en el exterior y superficie deslizante en el interior que permite un deslizamiento de la tabla sin necesidad de gran esfuerzo.

El material por sí mismo no favorece la proliferación de bacterias, no tóxico e hipoalergénico.

Disponible en 2 versiones, tabla grande plegable con 2 asas para su transporte y tabla corta de una pieza con 2 asas. La funda desechable para prevención de infecciones también está disponible para ambos formatos.




TMR6225 - Tabla corta

MEDI-ROLLER PRO

CARACTERÍSTICAS



Radiotransparente y IRM compatible



Patente europea (EP3245996A1)



Funda deslizante de nylon (ripstop) anti desgarro



Espuma de PE termoconformada con tejido ultra deslizante en ambas caras



Ligero y práctico TMR6205: 1,4 Kg TMR6225 0,70 Kg



2 modelos: Largo - Plegable - 2 asas Corto - 1 pieza - 2 asas

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Medi-roller PRO

PATENTE: EP3245996A1

USO PREVISTO: Realizar transferencias de pacientes en cama, camilla, mesa de operaciones o rayos-x, etc.

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMRNE

COEFICIENTE DE FRICCIÓN (COF): 0,11829586

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Modelo	Medidas (cm)	Peso (Kg)
TMR6205	Plegable	180 x 49	1,40
TMR6225	Corto	94 x 49	0,70

COLOR

- Tabla gris
- Funda naranja

COMPOSICIÓN

Tabla: Polietileno
Funda: Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Tabla: Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro.

Funda: - Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco



RECOMENDACIONES DE HIGIENIZACIÓN

- Para un óptimo control y prevención de infecciones use las fundas de protección desechables (ref. TMR6275).
- Utilice un detergente desinfectante de superficies o toallitas desinfectantes cuando sea necesario. Para higienización de la funda deslizante, lave a máquina a una temperatura de 60ºC usando un detergente desinfectante. No usar suavizante, lejía ni otros agentes blanqueantes.

ATENCIÓN

Peso máximo deslizamiento
300 Kg

	Pacientes <120Kg	Pacientes 120-200Kg	Pacientes 200-300Kg
A	20 cm	--	0 cm
B	20 cm	5 cm	0 cm

PRESENTACIÓN

CAJA 1 UNIDAD

- 1 - Medi-roller PRO tabla
- 1 - Medi-roller PRO funda
- 1 - Medi-roller PRO funda desechable

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE