MEDIROLLER

ESPAÑOL



*Las tablas **Medi-roller Standard** permiten desplazar lateralmente al paciente de manera cómoda y segura, sin levantarlo y sin emplear apenas fuerza. Pensado para transferencias entre camas, camillas, mesas de operaciones o rayos X, etc.*

Está formado por un núcleo ligero y robusto de polietileno recubierto de una funda de lona de poliéster/PVC soldada por alta frecuencia, obteniendo una superfície compacta, ligera y muy resistente. Funda tubular fabricada en tejido de poliamida siliconada que le aporta propiedades ultra deslizantes.
El modelo largo plegable dispone de 2 asas para su transporte, y el modelo corto de una sola pieza, dispone de 1 asa.
Disponibles fundas de plástico de protección desechables, para prevención de infecciones.

MEDI-ROLLER STANDARD

CARACTERÍSTICAS




Radiotransparente y IRM compatible



Funda ultra deslizante



Tabla resistente soldada por alta frecuencia



Ligero y manejable Interior de espuma de Polietileno



2 modelos: Largo - Plegable - 2 asas Corto - 1 pieza - 1 asa

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Medi-roller Standard

USO PREVISTO: Realizar transferencias de pacientes en cama, camilla, mesa de operaciones o rayos-x, etc.

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMRNE

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Modelo	Medidas (cm)	Peso (Kg)
TMR6200	Plegable	180 x 50	2,00
TMR6220	Corto	90 x 50	1,00

COLOR

- Tabla azul
- Funda naranja

COMPOSICIÓN

Tabla: Ext: 70% PVC - 30% Poliéster
Int: Polietileno
Funda: Poliamida siliconada
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

Tabla: Puede limpiarse con un trapo humedecido en solución acuosa y detergente neutro.

Funda: - Lavado a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco



RECOMENDACIONES DE HIGIENIZACIÓN

- Para un óptimo control y prevención de infecciones use las fundas de protección desechables (ref. TMR6270).
- Utilice un detergente desinfectante de superficies o toallitas desinfectantes cuando sea necesario. Para higienización de la funda deslizante, lave a máquina a una temperatura de 60ºC usando un detergente desinfectante. No usar suavizante, lejía ni otros agentes blanqueantes.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 170 Kg.
- Distancia máxima entre superfícies: 20 cm.

PRESENTACIÓN



- 1 - Medi-roller Standard tabla
- 1 - Medi-roller Standard funda
- 1 - Medi-roller Standard funda desechable

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE