MEDIROLLER



Funda Medi-roller Standard. *Funda de reemplazo para tabla Medi-roller Standard TMR6200 y TMR6220.*

Junto con la tabla permite mover pacientes lateralmente de una superficie a otra de forma segura y con el mínimo esfuerzo.

Fabricada con tejido de poliamida siliconada de baja fricción.

FUNDA MEDI-ROLLER STANDARD

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Funda Medi-roller Standard

USO PREVISTO: Funda de reemplazo que junto con la tabla Medi-Roller, permite mover pacientes lateralmente de una superficie a otra.

UDI-DI-BÁSICO: 843603535TMRNE

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Modelo	Medidas (cm)	Compatible
TMR6250	Largo	180 x 50	TMR6200
TMR6252	Corto	90 x 50	TMR6220

COLOR

- Naranja

COMPOSICIÓN

Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

RECOMENDACIONES DE HIGIENIZACIÓN

- Para un óptimo control y prevención de infecciones use las fundas de protección desechables (ref. TMR6270).
- Lave a máquina a una temperatura de 60ºC usando un detergente desinfectante. No usar suavizante, lejía ni otros agentes blanqueantes.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Funda Medi-roller Standard

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE