

MEDIROLLER

ESPAÑOL

TMR6270



TMR6275



Funda desechable para tablas de transferencia Medi-roller. *Mantienen la tablas Medi-roller protegidas de posibles infecciones evitando contacto de líquidos y fluidos corporales con la tabla.*

Hechas de film tubular de polietileno. Presentado en forma de rollo con 100 fundas pre-cortadas a 180cm.

2 modelos disponibles para adaptarse a cada modelo de tabla Medi-roller Standard o Medi-roller PRO.

FUNDA DESECHABLE MEDI ROLLER

ESPECIFICIACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Funda desechable Medi Roller

USO PREVISTO: Protección para tablas Medi-roller de posibles infecciones evitando contacto de líquidos y fluidos corporales con la tabla

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMRNE

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Compatible con
TMR6270	180 x 55	TMR6200 - TMR6220
TMR6275	180 x 52	TMR6205 - TMR6225

COLOR

Blanco

COMPOSICIÓN

Polietileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Producto desechable
- No lavar

PRESENTACIÓN



- 1 rollo - 100 fundas pre cortadas

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE