MEDIROLLER

ESPAÑOL



Dispensador de fundas y colgador para tablas Medi-roller, *facilitan el uso de las fundas y permiten guardar la tabla en lugar siempre accesible.*

Fabricado en acero inoxidable con accesorios de fijación incluidos.

El gancho y el dispensador van por separado para poder colgarlos donde más le convenga.

DISPENSADOR FUNDAS DESECHABLES

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Medi-roller

NOMBRE DE PRODUCTO: Dispensador de bolsas / colgador

USO PREVISTO: Dispensar bolsas y colgar las tablas Medi-roller. Facilitar el cambio de rollos de bolsas.

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMRNE

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	Compatible con
TMR6280	600 x 200 x 110	TMR6270 - TMR6275 Todas las tablas Medi-roller

COLOR

Plata

COMPOSICIÓN

Dispensador y colgador: Acero inoxidable
Barra: Acero galvanizado.

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Limpie con un paño húmedo y jabón suave o detergente desinfectante de superficies.
- No se recomienda usar lejía para desinfectar.

PRESENTACIÓN

CAJA 1 UNIDAD

- 1 Dispensador de bolsas
- 1 Colgador de tablas
- Herrajes de fijación a pared.









MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE