# mobi-tools Slide

ESPAÑOL



TMS6300



TMS6335

***Mobi-tools Sábana tubular acolchada.*** *Indicada para colocarse debajo de un paciente encamado y facilitar al cuidador a realizar tareas de reposicionamiento.*

*Debido a su interior deslizante también permite que el mismo paciente pueda realizar cambios posturales por sí mismo con menor esfuerzo. El material acolchado suave aporta confort y permite dejarlo colocado en todo momento.*

## SÁBANA TUBULAR ACOLCHADA

## CARACTERÍSTICAS



**Tejido interior naranja ultra deslizante**



**Suave y confortable acolchado con costuras de forma ondulada**



**5 medidas disponibles**

## ESPECIFICACIONES

**FAMILIA DE PRODUCTO:** Mobi-tools Slide

**NOMBRE DE PRODUCTO:** Sábana tubular acolchada

**USO PREVISTO:** Facilitar al cuidador tareas de reposicionamiento en pacientes encamados

**UDI-DI BÁSICO:** 843603535TMSNG

### TABLA DE MEDIDAS

| Ref. | Medidas (cm) |
|---|---|
| TMS6300 | 25 x 60 |
| TMS6310 | 50 x 60 |
| TMS6325 | 100 x 85 |
| TMS6335 | 140 x 85 |
| TMS6345 | 190 x 85 |

### COLOR

- Azul
- Naranja

### COMPOSICIÓN

**Exterior:** Poliamida
**Acolchado:** Fibra de poliéster
**Interior:** Poliamida
*LIBRE DE LÁTEX*

### INSTRUCCIONES DE LAVADO





- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar baja temperatura
- No planchar
- No limpiar en seco

### ATENCIÓN

- Peso máximo permitido: Hasta 200 Kg.

### PRESENTACIÓN

- 1 - Mobi-tools Slide - Sábana tubular acolchada




MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE