mobi-tools Slide

ESPAÑOL



Mobi-tools one-way tubular *para corrección postural de pacientes sentados (silla de ruedas, butaca, sillas, etc.). Sus propiedades de deslizamiento unidireccional, permite bloquear el movimiento hacia adelante y facilita el deslizamiento hacia atrás, permitiendo al cuidador realizar el reposicionamiento de forma fácil y sin esfuerzo.*

Fabricado con sándwich textil, de fibra hueca de poliéster y tejido poliamida en sus dos caras exteriores. La interna, de baja fricción (deslizante) y la externa de tacto suave. Incorpora tres bandas de tejido unidireccional de poliamida y algodón en el interior y 2 bandas antideslizantes en el exterior.

ONE-WAY TUBULAR

CARACTERÍSTICAS



Tejido interior naranja ultra deslizante



Suave y confortable acolchado con costuras de forma ondulada



Bandas antideslizantes en el dorso



Tejido unidireccional en el interior

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Slide

NOMBRE DE PRODUCTO: One-way tubular

USO PREVISTO: Prevenir y corregir la postura de los pacientes sentados

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMSNG

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
TMS6360	50 x 45

COLOR

- Azul/Gris (exterior)
- Naranja/Violeta (interior)

COMPOSICIÓN

Exterior: Poliamida
Fibra acolchado: Poliéster
Interior: 80% Poliamida - 20% Algodón
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- Secar baja temperatura
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Peso máximo permitido: Hasta 200 Kg.

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Slide - One-way tubular

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE