mobi-tools Grip

ESPAÑOL



***Mobi-tools Banda de movilización**. Proporciona al cuidador o fisioterapeuta una extensión de sus brazos, pudiendo controlar el tronco del paciente de forma ergonómica y segura durante tareas de movilización y transferencia. Produciendo una sensación de seguridad al paciente y evitando lesiones por sobreesfuerzo al cuidador.*

Fabricado con sándwich textil de espuma de poliéster de 8mm, con una cara de lona de poliéster e interior de tejido de PVC de fácil higienización. Cintas de poliéster de alta resistencia.

BANDA DE MOVILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS



2 posiciones de agarre a cada lado para tareas de transferencia y movilización



Cinturón acolchado con tejido interior de PVC de fácil higienización

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Grip

NOMBRE DE PRODUCTO: Banda de movilización

USO PREVISTO: Control del paciente de forma ergonómica y segura durante tareas de movilización y transferencia

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Largo	Ancho
TMT6500	Única	87	16

COLOR

- Naranja
- Azul marino

COMPOSICIÓN

Exterior: 70%PES - 30%PVC
Interior: Poliéster
Cintas: Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Grip - banda de movilización

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso