# mobi-tools Grip

ESPAÑOL



***Mobi-tools Banda de movilización semi rígida**. Proporciona al cuidador o fisioterapeuta una extensión de sus brazos, pudiendo controlar el tronco del paciente de forma ergonómica y segura durante tareas de movilización y transferencia, produciendo una sensación de seguridad al paciente y evitando lesiones por sobreesfuerzo al cuidador. Incorpora una lámina interior que le aporta rigidez para facilitar su colocación entre el paciente y la superficie en contacto con el cuerpo.*

*Fabricado con sándwich textil de espuma de poliéster de 8mm, con una cara de lona de poliéster con recubrimiento de PVC e interior de tejido de poliéster suave al tacto. Lámina interior de polietileno y relleno de espuma EVA. Cintas de poliéster de alta resistencia.*

## BANDA DE MOVILIZACIÓN SEMI RÍGIDA

## CARACTERÍSTICAS



**2 posiciones de agarre a cada lado**



**Cinturón acolchado con tejido interior agradable al tacto**



**Cuerpo semi rígido que facilita la colocación del producto entre el paciente y la superfície**

## ESPECIFICACIONES

**FAMILIA DE PRODUCTO:** Mobi-tools Grip

**USO PREVISTO:** Control del paciente de forma ergonómica y segura durante tareas de movilización y transferencia

**NOMBRE DE PRODUCTO:** Banda de movilización semi rígida

**UDI-DI BÁSICO:** 843603535TMTNJ

### TABLA DE MEDIDAS

| Ref. | Talla | Medidas (cm) | |
|---|---|---|---|
| | | Largo | Ancho |
| TMT6505 | M | 50 | 20 |
| TMT6506 | L | 60 | 20 |

### COLOR

- Naranja
- Azul marino

### COMPOSICIÓN

**Exterior:** 70% PES - 30% PVC
**Interior:** Poliéster
**Cintas:** Poliéster
**Refuerzo interior:**
Placa 3mm PEHD / 2mm espuma EVA
*LIBRE DE LÁTEX*

### INSTRUCCIONES DE LAVADO




- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

### PRESENTACIÓN

- 1 - Mobi-tools Grip - banda de movilización semi rígida




MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE