mobi-tools Grip

ESPAÑOL



Mobi-tools cinturón de movilización. *Puede colocarse en el paciente o en el cuidador, proporcionando un elemento de sujeción extra para la movilización y transferencia de pacientes. De este modo se obtiene una mayor dispersión del esfuerzo, evitando la sobrecarga lumbar del cuidador y aumentando la sensación de seguridad del paciente. Se adapta al perímetro de la cintura mediante hebilla corredera. Dispone de asas ergonómicamente colocadas para tareas de transferencia y movilización y también asas dorsales para deambulación.*

Fabricado con sándwich textil de espuma de poliéster de 8mm, con una cara de lona de poliéster e interior de tejido de PVC de fácil higienización. Cintas de poliéster de 50mm de alta resistencia. Hebillas de acetato (POM).

CINTURÓN DE MOVILIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS



Asas de agarre a cada lado, ergonómicamente dispuestas para tareas de transferencia y movilización



Cinturón acolchado con tejido interior de PVC de fácil higienización



Asas dorsales para deambulación

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Grip

NOMBRE DE PRODUCTO: Cinturón de movilización

USO PREVISTO: Proporciona un elemento de sujeción extra para realizar tareas de movilización y transferencia de pacientes

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Talla	Medidas (cm)	
		Contorno (Min/Máx)	Ancho
TMT6511	S	60 / 90	10
TMT6512	M	80 / 120	14
TMT6513	L	90 /140	14

COLOR

- Naranja
- Azul marino

COMPOSICIÓN

Exterior: 70%PES - 30%PVC
Interior: Poliéster
Cintas: Poliéster
Hebillas de acetato (POM)
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Grip - Cinturón de movilización

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE