mobi-tools Grip

ESPAÑOL



Mobi-tools Banda de piernas. *Aporta un punto extra de agarre, sujeción y anclaje en la parte baja de las piernas del paciente o persona dependiente. Resulta muy útil en tareas de transferencia y movilización que requieran mover las piernas, como al subir y bajar de la cama, así como para bloquearlas en el momento de ponerse de pie o sentarse.*

Fabricado con sándwich textil de espuma de poliéster de 8mm, con una cara de lona de poliéster con recubrimiento de PVC e interior de tejido de PVC de fácil higienización. Cintas de poliéster de alta resistencia. Ajuste fácil y rápido mediante cierre (hook) sobre tejido velour resinado.



BANDA DE PIERNAS

CARACTERÍSTICAS



Asas laterales para posicionamiento



Acolchado con tejido interior de PVC de fácil higienización



Ajuste fácil y rápido hook/loop

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Grip

NOMBRE DE PRODUCTO: Banda de piernas

USO PREVISTO: Proporciona un elemento de sujeción extra para realizar tareas de movilización y transferencia de pacientes

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
TMT6520	110 x 24

COLOR

- Naranja
- Azul marino

COMPOSICIÓN

Exterior: 70%PES - 30%PVC
Interior: Poliéster
Cintas: Poliéster
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavado a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Grip - Banda de piernas

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE