mobi-tools Grip

ESPAÑOL



Mobi-tools Escalera de ayuda. *Consiste en un elemento de ayuda a la incorporación para el paciente encamado o en silla de ruedas.*

Dispone de 6 bandas separadas en diferentes colores para que sea fácil identificarlo. Cada una de las bandas incorpora un asa de goma para poder tirar cómodamente.

Confeccionado con cinchas de poliéster de gran durabilidad y de alta resistencia, aconsejable para pacientes de hasta 200Kg.

ESCALERA DE AYUDA

CARACTERÍSTICAS



Cintas de poliéster de alta tenacidad



Fácil de instalar en el bastidor de la cama



Confortables grips de goma



Resistente hasta 200Kg de peso

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Grip

NOMBRE DE PRODUCTO: Escalera de ayuda

USO PREVISTO: Facilitar la incorporación del paciente encamado o en silla de ruedas

UDI-DI BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)
TMT6540	200 x 20

COLOR

- Azul
- Verde
- Rojo
- Amarillo

COMPOSICIÓN

Poliéster
Asas de caucho
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 70ºC
- No usar lejía
- Secar a baja temperatura
- Planchar a baja temperatura
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Grip - Escalera de ayuda

ATENCIÓN

- Peso máximo permitido: Hasta 200 KG.

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE