
mobi-tools Turn

ESPAÑOL



Mobi-tools disco de rotación rígido. *Permite un giro suave, seguro y controlado del paciente en movimientos de transferencia que requieren una rotación.*

Está recubierto de material anti-deslizante por las dos caras para adherirse a todo tipo de superficies y aportar más estabilidad y seguridad al paciente. Incorpora un asa de tranposrte para facilitar el agarre del disco desde el suelo. Altura de sólo 15 mm.

DISCO ROTACIÓN RÍGIDO

CARACTERÍSTICAS



Rotación suave y sin esfuerzo



Superficie superior e inferior antideslizante



Resistente hasta 135Kg de peso

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Turn

NOMBRE DE PRODUCTO: Disco rotación rígido

USO PREVISTO: Facilitar la rotación de pacientes o personas dependientes en cama o silla

UDI-DI-BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (mm)		Peso (Kg)
	Diámetro	Altura	
TMT6550	Ø 415	14,5	1,68

COLOR

- Blanco
- Antideslizante gris

COMPOSICIÓN

Disco inferior: ABS
Disco superior: PVC
Antideslizante: 50% PU - 50% PES
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO

- Lavar a mano usando un paño húmedo o un cepillo en una solución acuosa y detergente neutro.
- Use un desinfectante de superficies o toallitas desinfectantes de higienización, si requiere.

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Turn - Disco rotación rígido

MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE