mobi-tools Turn

ESPAÑOL



Mobi-tools Turn disco de rotación blando. *Facilita la rotación de pacientes o personas dependientes en cama, silla o asiento del coche.*

Fabricado en combinación de espuma de poliéster de 8mm y tejido agradable al tacto de poliester en la cara superior. Interior de material de poliamida de baja fricción (ultra deslizante). Cara inferior recubierta de material antideslizante. Ambos discos unidos mediante un eje de poliamida que permite la extracción de los discos para facilitar su limpieza.

DISCO ROTACIÓN BLANDO

CARACTERÍSTICAS



Rotación suave y sin esfuerzo



Cara inferior antideslizante



Interior ultra deslizante

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Turn

NOMBRE DE PRODUCTO: Disco rotación blando

USO PREVISTO: Facilitar la rotación de pacientes o personas dependientes en cama, silla o asiento del coche.

UDI-DI-BÁSICO: 843603535TMTNJ

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (mm)	
	Diámetro	Altura
TMT6555	Ø 400	25

COLOR

- Azul/Gris (exterior)
- Naranja (interior)

COMPOSICIÓN

Interior: Poliamida
Exterior: Poliéster
Eje: Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 40ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 135 Kg.

PRESENTACIÓN



- 1 - Mobi-tools Turn - Disco rotación blando

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE