mobi-tools Translide

ESPAÑOL



Mobi-tools sábana tubular deslizante. *Son una ayuda muy útil para llevar a cabo tareas de reposicionamiento de pacientes en cama y como complementos para la realización de transferencias. Las especiales características del tejido con el que están fabricados, le confieren cualidades superdeslizantes y ayuda a los cuidadores a desempeñar su trabajo con mucha más comodidad y seguridad, evitando lesiones por sobresfuerzos gracias a la baja fricción.*







SÁBANA TUBULAR DESLIZANTE

ESPECIFICACIONES


FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

NOMBRE DE PRODUCTO: Sábana tubular deslizante

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes por deslizamiento

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS



Ref.	Medidas (cm) A	B
TTE6100	60	41
TTE6102	72	71
TTE6104	122	71
TTE6106	122	100
TTE6108	200	71

COLOR

● Rojo

COMPOSICIÓN

Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 150 Kg.

HIGIENIZACIÓN / DESINFECCIÓN

Lavado a máquina a temperatura de 60ºC empleando un detergente de desinfección a baja temperatura.

Superficialmente mediante desinfectantes de superficies o toallitas desinfectantes.

PRESENTACIÓN

- 1 - Mobi-tools Translide - Sábana tubular deslizante



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE