mobi-tools Translide

ESPAÑOL



TTE6110-6112



TTE6122

Mobi-tools Sábanas deslizantes *son una solución cómoda para realizar transferencias y movilizaciones de pacientes en cama. Para transferencias se recomienda su uso combinado con las tablas Medi-glide TMG6420 o TMG6430.*

Fabricado en tejido de poliamida ultra deslizante que permite a los cuidadores realizar las tareas de movilización con el mínimo esfuerzo previniendo lesiones por sobrecarga.

TTE6122 *- Incluye asas en 3 de los lados del perímetro de la sábana, proporcionando al cuidador más control y seguridad del paciente.*

SÁBANA DESLIZANTE

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

NOMBRE DE PRODUCTO: Sábana deslizante

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes por deslizamiento

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)		Asas
	Largo	Ancho	
TTE6110	200	70	-
TTE6112	200	140	-
TTE6122	200	90	3 lados

COLOR

- Rojo

COMPOSICIÓN

Sábana: Poliamida
Asas (TTE6122): Polipropileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 150 Kg.

HIGIENIZACIÓN / DESINFECCIÓN

Lavado a máquina a temperatura de 60ºC empleando un detergente de desinfección a baja temperatura.

Superficialmente mediante desinfectantes de superficies o toallitas desinfectantes.

PRESENTACIÓN

- 1 - Mobi-tools Translide - Sábana deslizante



MEDICARE SYSTEM
MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE