mobi-tools Translide

ESPAÑOL



Mobi-tools sábana de transferencia bariátrica. *Permite movilizar y transferir pacientes encamados, especialmente bariátricos. Se recomienda usarlo combinando las tablas de transferencia Medi-glide TMG6420 or TMG6430.*

Fabricada con material ultra deslizante de alta tenacidad. Dispone de 8 asas, 4 a cada lado para realizar las tareas de movilización de forma cómoda.

SÁBANA TRANSFERENCIA BARIÁTRICA

CARACTERISTICAS

RAYOS-X / IRM — **Radiotransparente y compatible en IRM**

Tejido deslizante de poliamida siliconado



4 asas a cada lado

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

NOMBRE DE PRODUCTO: Sábana transferencia bariátrica

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes por deslizamiento

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)		Asas
	Largo	Ancho	
TTE6142	200	90	8

COLOR

- Azul
- Asas blancas

COMPOSICIÓN

Sábana: Poliamida
Asas: Polipropileno
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 70ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 180 Kg.

HIGIENIZACIÓN / DESINFECCIÓN

Lavado a máquina a temperatura de 70ºC empleando un detergente de desinfección a baja temperatura.

Superficialmente mediante desinfectantes de superficies o toallitas desinfectantes.

PRESENTACIÓN

- 1- Mobi-tools Translide - Sábana transferencia bariátrica

CAJA 10 UNIDADES

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE