
mobi-tools Translide

ESPAÑOL



Mobi-tools Manoplas deslizantes *ayudan a reducir la fricción al manipular al paciente durante las tareas de reposicionamiento o movilización. También permite acomodar al paciente en posición sentada y eliminar arrugas en la sábana que puedan ocasionar molestias. Fabricado con tejido de Nylon recubierto de silicona/PU que le aporta propiedades ultra deslizantes.*





MANOPLAS DESLIZANTES

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

NOMBRE DE PRODUCTO: Manoplas deslizantes

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes por deslizamiento

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)	
	Ancho	Largo
TTE6150	20	50

COLOR

Azul

COMPOSICIÓN

Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 70ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No limpiar en seco

PRESENTACIÓN



- 1 Par - Mobi-tools Translide Manoplas deslizantes

HIGIENIZACIÓN / DESINFECCIÓN

Lavado a máquina a temperatura de 70ºC empleando un detergente de desinfección a baja temperatura.

Superficialmente mediante desinfectantes de superficies o toallitas desinfectantes.

MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)

*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE