mobi-tools Translide

ESPAÑOL



Mobi-tools Sábana transfer desechable. *Es una solución cómoda y económica para realizar transferencias y movilizaciones de pacientes en cama. Especialmente conveniente para pacientes infecciosos.*

Para transferencias se recomienda su uso combinado con las tablas Medi-glide TMG6420 o TMG6430.

Fabricado en tejido "no tejido" (non-woven) resistente y repelente al agua. Dispone de 5 asas a cada lado para facilitar a los cuidadores las tareas de movilización.

SÁBANA TRANSFER DESECHABLE

ESPECIFICACIONES

FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

NOMBRE DE PRODUCTO: Sábana transfer desechable

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes en cama

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS

Ref.	Medidas (cm)		Asas	Gramaje (gr/m²)
	Ancho	Largo		
TTE6160	194	85	10	95

COLOR

- Azul marino

COMPOSICIÓN

Polipropileno
LIBRE DE LÁTEX

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 150 Kg.


INSTRUCCIONES DE LAVADO



- No lavar
- No reutilizar / producto desechable

PRESENTACIÓN

- 4 - Mobi-tools Translide - Sábana transfer desechable



MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
Reglamento (UE)745/2017 del Parlamento Europeo
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE