
mobi-tools Translide

ESPAÑOL



Mobi-tools Sábanas deslizantes *son una solución cómoda para realizar transferencias y movilizaciones de pacientes por deslizamiento en ambientes húmedos.*

Para transferencias se recomienda su uso combinado con las tablas Medi-glide TMG6420 o TMG6430.

Fabricado en tejido impermeable de poliamida siliconada ultra deslizante que permite a los cuidadores realizar las tareas de movilización con el mínimo esfuerzo previniendo lesiones por sobrecarga. Especialmente diseñado para ambientes húmedos, no poroso y deslizante en condiciones de humedad.

SÁBANA DESLIZANTE (PARA MEDIO HÚMEDO)

ESPECIFICACIONES


FAMILIA DE PRODUCTO: Mobi-tools Translide

USO PREVISTO: Transferencia y movilización de pacientes por deslizamiento en ambientes húmedos

NOMBRE DE PRODUCTO: Sábana deslizante (medio húmedo)

UDI-DI BÁSICO: 843603535TTEN9

TABLA DE MEDIDAS



Ref.	Medidas (cm)	
	A	B
TTH6020	100	66
TTH6040	150	66

COLOR

- Azul

COMPOSICIÓN

Poliamida
LIBRE DE LÁTEX

ATENCIÓN

- Carga máxima permitida: 150 Kg.

INSTRUCCIONES DE LAVADO



- Lavar a máquina 60ºC
- No usar lejía
- No usar secadora
- No planchar
- No lavar en seco

PRESENTACIÓN

- 1 - Mobi-tools Translide - Sábana deslizante (medio húmedo)



MEDICARE SYSTEM

MEDI CARE SYSTEM S.L.U.
C/ Abat Escarré 15 - 08302 Mataró SPAIN
Tel.: +34 937 570 048 - Fax: +34 937 414 068
E-mail: info@medisystemsl.com · www.medicaresystem.es

Declaración CE de Conformidad según REAL DECRETO 1591/2009
(Directiva 93/42 CE del Parlamento Europeo)
*Documento no controlado, sujeto a posibles modificaciones sin previo aviso

CE